


NEGATOSCOPIO LED

Negatoscopio de 2 caras para 8 películas de mamografías de 18x24 cm.

<u>Parámetros</u>	<u>Negatoscopio Mamo, Modelo JD-01R-8</u>
Área de Visualización (mm)	705x450
Dimensión Externa (mm)	790x535x45
Espesor (mm)	4,5
Temperatura / Color	9.600K
Vida útil de la lámpara LED	>100.000 hrs.
Luminancia NITS (cd/m2)	4.500 – 6.000 cd/m2
Iluminación de la Luz Ambiental	≤100 lux
Uniformidad	>98%
Atenuación	Micro interruptor de oscurecimiento digital
Pantalla del Visor de Películas	Pantalla marca Mitsubishi
Sensor de Películas	Cada panel tiene sensor de película y puede controlarse individualmente
Sujetadores de Películas	Chips / Virutas elásticas de silicona invisible
Material del Marco	El marco es de aleación de aluminio y material de ABS
Fuente de Alimentación	Variable AC100-240V/50-60Hz
Consumo de Energía	≤50W
Peso Neto (Kg.)	5 Kg.



Control de Apagado, Encendido e Intensidad de Luz

