

Protectores Gonadales Barrier

- ✓ Protectores de ovarios y gonadales para mayor protección en salas de RX con 0.5 de plomo.
- ✓ Certificaciones: FDA - ISO
- ✓ Este conjunto incluye lo siguiente:
- ✓ 03 Escudos gonadales (1 pequeños de 9" c/u, 1 mediano de 11", 1 grande de 13"), de Nylon reforzado, conectables (lo que permite mejor adaptación para cada cliente).
- ✓ 01 cinturón (que permite intercambiar los escudos).

