

Lentes con Protección Frontal Lateral Wrap 53, Marca Barrie

- ✓ Lentes de protección frontal y lateral fabricado con marco acrílico.
- ✓ Vidrio plomado con espesor de 3,5 mm a 4,0 mm, con equivalencia frontal de 0,75 mm de plomo y Lateral de 0,5 mm PB.
- ✓ Peso: 87 gramos.
- ✓ Cordón ajustable (también desmontable)
- ✓ Incluye funda y estuche
- ✓ Marca Barrier Technologies ®

