

Delantal Cruzado Adulto

- ✓ Delantal Cruzado UltraFlex proporciona excelente distribución y comodidad con dos tiras de velcro totalmente ajustables en la espalda, se unen en la parte frontal y proporciona un ajuste cómodo manteniendo el delantal de forma segura en los hombros.
- ✓ Delantal Plomado protección 0.5mm Pb.
- ✓ Inserciones elásticas ajustables en las aletas traseras, ofrece mayor comodidad de ajuste y soporte.
- ✓ Ajuste cómodo durante procedimientos largos
- ✓ Peso: 4 kilos aproximadamente.





Representante exclusivo para Chile:

OLMOSMED

REFERENTES EN SOLUCIONES Y SERVICIOS EN IMAGENOLÓGIA MÉDICA

Coronel Pereira 72, Of. 804 fono +56 2 23811515 Las Condes, Santiago
9 1/2 Norte 963, Fono +56 32 23822727 Viña del Mar
www.olmosmed.cl

SOLUCIONES DIGITALES

EQUIPOS

INSUMOS

SERVICIO TÉCNICO