

Dura-line


Digital detector

Go digital.
Go further.



POWERED BY
MUSICA

La línea de detectores digitales Dura-Line llega con más innovaciones y beneficios para su ambiente de trabajo. Conozca los diferenciales y maximice su desempeño.

- IP67** Mayor protección contra la entrada de líquidos
- 0-40°C** Opera en gran amplitud térmica
- 15h** Batería de gran duración
-  Mayor seguridad de los datos del paciente
- CSi** Compuesto de Cesio, lo que garantiza una mejor calidad de imagen



AGFA 

Dura-line


Digital detector

BIENVENIDO AL MUNDO DE LA RADIOGRAFÍA DIGITAL

La línea Dura-Line ofrece mayor confiabilidad, calidad de imagen y mejora el flujo de trabajo.

Go digital. Go further.

Maximice su inversión



Usted puede actualizar fácilmente su equipo de rayos x usando el detector digital más robusto y confiable del mercado, sin deshacerse de su equipo actual.

El sistema de imágenes DR puede ser compartido con múltiples sistemas de rayos X, de salas de rayos X a unidades móviles analógicas.

Obtenga mejor calidad en la imagen

- ▶ La tecnología MUSICA ofrece el mejor procesamiento de imagen a través de Inteligencia Artificial.
- ▶ Imágenes más nítidas y detalladas obtenidas mediante amplificación de contraste.
- ▶ Los paneles Dura-Line se componen de Yoduro de cesio (CSI), lo que garantiza una mejor calidad de imagen con reducción de dosis.

Aumente su flujo de trabajo

- ▶ Los detectores Dura-Line permiten el diagnóstico de más pacientes en menos tiempo.
- ▶ La tecnología MUSICA ofrece una interfaz intuitiva y confiable, con parámetros automatizados que mejoran el flujo de trabajo.
- ▶ 3 antenas Wi-Fi integradas que permiten una comunicación rápida y confiable.

Líneas XD y XD+



XD: 50% DQE



XD+: 75% DQE